



СПИНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ



ЭНДОСКОПЫ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

ЭНДОСКОПЫ — ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ ACKERMANN INSTRUMENT, ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ, КАЧЕСТВА И ЦЕНЫ



58-6750 Телескоп Ackermann Plus, угол обзора 25°, для малоинвазивной спинальной хирургии

58-6750G Телескоп Ackermann Plus, угол обзора 25°, для малоинвазивной спинальной хирургии, **усовершенствованная версия**

Спецификация	58-6750 58-6750G
Рабочая длина	207,5 мм
Полная длина	275,5 мм
Диаметр	6,15 мм
Угол направления наблюдения	24°
Поле зрения	85° ± 5°
Канал для инструмента	3,4 мм
Стерилизация	Автоклав 134 °C, 2,2 бар, 5 мин

58-6760 Спинальная канюля для эндоскопа, набор 1,3 мм / канюля и игла



ЭНДОСКОПЫ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

ЩИПЦЫ БИОПСИЙНЫЕ



58-6826

Щипцы биопсийные ложкообразные, 350 мм

Ø 3 мм



58-6870

Щипцы биопсийные ложкообразные, 350 мм, стержень-трубка, с односторонним перемещением

Ø 3 мм



58-6871

Щипцы биопсийные ложкообразные, 350 мм, стержень-трубка, с двойным перемещением

Ø 3 мм



58-6876

Щипцы биопсийные ложкообразные, 350 мм, с двойным перемещением

Ø 3 мм



58-6878

Щипцы биопсийные ложкообразные, 210 мм

Ø 3 мм



58-6872

Щипцы для захватывания, 350 мм, стержень-трубка, с односторонним перемещением

Ø 3 мм



ЭНДОСКОПЫ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

ЩИПЦЫ-КУСАЧКИ



58-6777 Щипцы-кусачки, 350 мм,



58-6774 Ирригационный адаптер



58-6775 Кусачки 210 мм, бранши 6 мм



58-6776 Кусачки 210 мм, бранши 12 мм



58-6780 Ирригационная канюля 7 мм, отверстие обращено вбок

ТРЕФИН



58-6790 Трефин малый, длина 195 мм

Ø 3 мм



58-6795 Трефин большой, длина 195 мм

Ø 5,3 мм



ЭНДОСКОПЫ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

РАБОЧИЕ «РУКАВА» С АДАПТЕРАМИ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ



58-6770	Канюля для аспирации-ирригации, состоящая из корпуса и трубки, 165 мм	Ø 7,5 мм
----------------	---	----------

РАБОЧИЕ «РУКАВА» (ТОЛЬКО ТРУБКИ)



58-6771	Рабочий рукав 165 мм	Ø 7,5 мм
58-6772	Рабочий рука 165 мм, косое отверстие	Ø 7,5 мм
58-6773	Рабочий рука 165 мм, боковое отверстие	Ø 7,5 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



58-6830	Набор силиконовых уплотнителей	3 x 10
----------------	--------------------------------	--------



РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



58-6833

Ложка,

Ø 2,5 мм



58-6825

Аннулотом, 350 мм,

Ø 2,5 мм



58-6832

Диссектор,

Ø 2,5 мм



58-6829

Крючок-зонд,

Ø 2,5 мм



58-6827

Зонд,

Ø 2,5 мм



58-6828

Элеватор,

Ø 2,5 мм

ОБТУРАТОРЫ



58-6766

Набор обтураторов, тупоконечных и заостренных



ЭНДОСКОПЫ ДЛЯ СПИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

РАСШИРИТЕЛИ



58-6840	Расширитель,	6 мм
58-6845	Расширитель большой, двухканальный	6 мм



58-6850	Контейнер для инструментов (подходит для представленной выше системы)	520 x 250 x 170 мм
----------------	---	--------------------

НАБОРЫ СПИНАЛЬНЫХ КАНЮЛЬ



58-6766	Набор спинальных канюль, длина 150 мм,	Ø 1,3 мм
----------------	--	----------

58



58-6767	Набор спинальных канюль, длина 250 мм,	Ø 1,3 мм
----------------	--	----------



58-6765	Спинальная канюля, внутренняя	Ø 0,8 мм
----------------	-------------------------------	----------

58-6768	Внутренняя канюля, 150 мм	Ø 1,3 мм
----------------	---------------------------	----------



58-6769	Внутренняя канюля, 250 мм	Ø 1,3 мм
----------------	---------------------------	----------

ACKERMANN INSTRUMENTE GmbH, GERMANIA
Eisenbahnstraße 65-67
78604 Rietheim-Weilheim

Телефон: +49(0) 74 61 / 9 66 17-0
Факс: +49(0) 74 61 / 9 66 17-70

info@ackermanninstrumente.de
www.ackermanninstrumente.de